


Tainnutus

Ennen teurastuksen aloitusta kootaan tainnutusase ja tainnutustilaan mukaan otettava vara-ase. Samalla varmistetaan aseiden toiminta ja kunto. Myös nostolaitteen toiminta testataan ja varmistetaan että verenlaskija on valmiina.

Poro siirretään tainnutettavaksi nostolaitteen vierelle, jotta se saadaan nopeasti verenlaskuun. Taintuneen poron liikuttelu on lisäksi raskasta ja voi saada aikaan ruhjeita tai mustelmia.

Tainnutettavaa eläintä on pidettävä kiinni siten, että tainnutus onnistuu (Eläinsuojeluasetus 42 §). Tainnutusase painetaan tiiviisti eläimen otsaan, jotta aseensa voima kohdistuu eläimeen eikä hyppäytä asetta kallosta. Hyvä käytäntö on, että tainnutukseen osallistuu vähintään kaksi henkilöä; tainnuttaja ja kiinnipitäjä. Isojen raavaiden kanssa kiinnipitäjiä voidaan tarvita useita.



Taintumisen onnistumista seurataan. Epäonnistuneen tainnutuksen jälkeen eläin tainnutetaan välittömästi uudelleen. (Onnistuneen/epäonnistuneen tainnutuksen merkit laitosteurastusoppaassa sivulla 9).

Taintuneelle porolle asetetaan ripustushilat nilkkaan tai kintereeseen teurastamon käytännöistä riippuen. Joillakin teurastamoilla ripustusketjun sisälle suljetaan molemmat takajalat.



Ruhot nostetaan tangolle nostolaitteella. Kuvassa nostolaitteena sähkövinssi.



Osalla teurastamoista ruhon nostoon ruhotangolle käytetään elevaattorinostinta.



Poro pistetään riipuksissa, eli siitä lasketaan veri ruhotangolle nostamisen jälkeen. Veren lasku on aloitettava 60 sekunnin kuluessa tainnutuksesta.

Lähteet: Hyvät käytännöt poroteurastuksessa – laitosteurastus, 2019

Linkki oppaaseen: [Hyvät käytännöt poroteurastuksessa - laitosteurastus by Paliskuntain yhdistys - lssuu](#)

Piirros: Aarre Jortikka

Kuvat: Karoliina Majuri